



## FORMULAIRE DE DEMANDE DE MATÉRIEL POUR LES PRELEVEURS EXTERNES

Page 2 sur 2

**MU-PLUS-FE-012**  
Version : 03

**NOM DE L'INFIRMIERE/MEDECIN :**

**Date :**

DESIGNATION DES PRODUITS	CONDITIONNEMENT		QUANTITE DEMANDEE	QUANTITE DELIVREE
SACHET PRET A L'EMPLOI complet avec (tubes secs (jaunes et marron), tube citrate (bleu), tube fluorure (gris), tubes EDTA (violet) et 1 absorbant)	Par 10			
SACHET PRET A L'EMPLOI simplifié (1 tube citrate (bleu), 1 tube EDTA (violet) et 1 absorbant)	Par 10			
Carnet de transmission (renseignements administratifs, cliniques et coupon résultats)	A l'unité (50 Fiches)			
Cloches (corps de pompe à <b>usage multiple</b> )	A l'unité			
Aiguilles Standard 38 mm 22G (noires longues)	Boîte de 100	Par 10		
Aiguilles Standard 25 mm 22G (noires courtes)	Boîte de 100	Par 10		
Aiguilles Standard 38 mm 21G (vertes)	Boîte de 100	Par 10		
Epicraniennes bleues (Unités à ailettes 23G)	Boîte de 50	Par 10	A l'unité	
Epicraniennes vertes (Unités à ailettes 21G)	Boîte de 50	Par 10	A l'unité	
Tubes secs (jaune)	Plateau de 100 tubes		Par 10	
Tubes secs (marron) pour sérothèque	Plateau de 100 tubes		Par 10	
Tubes citratés (bleu) 2,7 mL	Plateau de 100 tubes		Par 10	
Tubes citratés pédiatriques (bleus) 1,8 mL	Par 10		A l'unité	
Tubes héparines (vert)	Par 10		A l'unité	
Tubes Fluorure (gris)	Plateau de 100 tubes		Par 10	
Tubes EDTA (violet)	Plateau de 100 tubes		Par 10	
Tubes EDTA (violet clair) pour HbA1c	Plateau de 100 tubes		Par 10	
Tubes EDTA gel (blanc nacré) pour BNP	Par 10		A l'unité	
Flacons carrés 2.5L pour recueil d'urines de 24 heures	Par 5		A l'unité	
Flacons carrés 0.5L pour Compte d'Addis	A l'unité			
Pots stériles 160ml pour recueil de selles	A l'unité			
Flacons stériles 60ml pour ECBU, chimie des urines, recueil d'expectoration.	Par 10		A l'unité	
Tubes Vacutainer® (tube bouchon beige + canule) <u>sans conservateur</u> pour chimie urinaire	Par 10		A l'unité	
Tubes Vacutainer® boratés (tube bouchon kaki + canule) conservation des urines pour ECBU	Plateau de 100 tubes	Par 10	A l'unité	
« Kit CBU » avec fiche, flacon, lingette désinfectante benzalkonium	Par 10		A l'unité	
"Kit prélèvement bactériologique" avec lame, fiche, écouvillon sec et Transwab.	Par 10		A l'unité	
« Kit Gynéco » avec lame, fiche, écouvillon Transwab, écouvillon sec, écouvillon spécifique (chlamydiae/ PCR), milieu R1 pour les mycoplasmes (à conserver à 4°)	A l'unité			
Flacons pour hémocultures (BD Bactec Aero bouchon gris/anaero bouchon violet)	Paire aéro-anaérobie			
Sachets Spécigard double poche	Par 100	Par 10		
Sachets Spécigard double poche + Absorbants	Par 100	Par 10		
Absorbant	Par 100	Par 10		

Afin de ne pas utiliser du matériel périmé, il est important de ne pas avoir trop de stock, ajustez vos commandes en fonction de vos besoins et utilisez les kits de prélèvements les plus anciens en premier.