



FORMULAIRE DE DEMANDE DE MATÉRIEL POUR LES PRELEVEURS EXTERNES

Page 1 sur 2

MU-PLUS-FE-012
Version : 05

NOM DU PRELEVEUR :

Date :

MATERIELS POUR LES PRELEVEMENTS HORS MICROBIOLOGIE						
DESIGNATION DES PRODUITS			CONDITIONNEMENT		QUANTITE DEMANDE	QUANTITE DELIVREE
SACHET PRET A L'EMPLOI complet avec (tubes secs (jaunes et marron), tube citrate (bleu), tube fluorure (gris), tubes EDTA (violet) et 1 absorbant)			Par 50	Par 10		
SACHET PRET A L'EMPLOI simplifié (1 tube citrate (bleu), 1 tube EDTA (violet) et 1 absorbant)			Par 50	Par 10		
Carnet de transmission (renseignements administratifs, cliniques et coupon résultats)			A l'unité (50 Fiches)			
Cloches (corps de pompe à usage multiple)			A l'unité			
Aiguilles Standards (Entourer le type souhaité)	38 mm 22G (noires longues) <input type="checkbox"/>	25 mm 22G (noires courtes) <input type="checkbox"/>	Boîte de 100			
	38 mm 21G (vertes longues) <input type="checkbox"/>	25 mm 21G (vertes courtes) <input type="checkbox"/>				
Epicraniennes	Bleues (Unités à ailettes 23G)		Boîte de 50	Par 10	A l'unité	
	Vertes (Unités à ailettes 21G)					
Tubes secs (jaune)			Plateau de 100 tubes	Par 10		
Tubes secs (marron) pour sérothèque			Plateau de 100 tubes	Par 10		
Tubes citratés (bleu) 2,7 mL			Plateau de 100 tubes	Par 10		
Tubes citratés pédiatriques (bleus) 1,8 mL			Par 10	A l'unité		
Tubes héparines (vert)			Par 10	A l'unité		
Tubes Fluorure (gris)			Plateau de 100 tubes	Par 10		
Tubes EDTA (violet)			Plateau de 100 tubes	Par 10		
Tubes EDTA (violet clair) pour HbA1c			Plateau de 100 tubes	Par 10		
Tubes EDTA gel (blanc nacré) pour BNP et les charges virales			Par 10	A l'unité		
Flacons carrés 2.5L pour recueil d'urines de 24 heures			Par 5	A l'unité		
Flacons carrés 0.5L pour Compte d'Addis			A l'unité			
FLACONS pour Anatomico-pathologie (biopsie)			A l'unité			
FLACONS pour Papanicolaou (cytologie urinaire)			Pour 1 Patient (Lot de 3)			
Kit chimie urinaire Tubes Vacutainer® (tube bouchon beige + flacon) <u>sans conservateur</u> pour chimie urinaire			Par 10	A l'unité		
Flacons stériles 60ml pour chimie des urines			Par 10	A l'unité		
Sachets Spécigard double poche			Par 100	Par 10		
Absorbant			Par 100	Par 10		
Autre :			A l'unité			

Commande à livrer :

Afin de ne pas utiliser du matériel périmé, il est important de ne pas avoir trop de stock, ajustez vos commandes en fonction de vos besoins et utilisez les kits de prélèvements les plus anciens en premier.



FORMULAIRE DE DEMANDE DE MATÉRIEL POUR LES PRELEVEURS EXTERNES

Page 2 sur 2

MU-PLUS-FE-012
Version : 05

NOM DU PRELEVEUR :

Date :

MATERIELS POUR LES PRELEVEMENTS MICROBIOLOGIQUES

DESIGNATION DES PRODUITS	CONDITIONNEMENT		QUANTITE DEMANDEE	QUANTITE DELIVREE
Kit pour les prélèvements bactériologiques (Plaie, escarre...) : Ecouvillon sec+ écouvillon Transwab + fiche de renseignements cliniques dédiée	Par 10	A l'unité		
Kit les prélèvements gynécologiques : Ecouvillon sec+ écouvillon Transwab + fiche de renseignements cliniques dédiée	Par 10	A l'unité		
Sonde urinaire	Par 10	A l'unité		
Kit pour ECBU : Flacon + Tubes Vacutainer® boratés (bouchon kaki) + fiche de renseignements cliniques dédiée	Par 10	A l'unité		
Kit pour les selles (Coproculture /parasitologie/virologie) : Pot stérile 160ml + fiche de renseignements cliniques dédiée	Par 10	A l'unité		
Kit pour expectoration : Pot stérile 160ml + fiche de renseignements cliniques dédiée	Par 10	A l'unité		
Kit pour les hémocultures : Paire de flacons pour hémocultures (BD Bactec Aéro bouchon gris/anaéro bouchon violet) + ailette verte + fiche de renseignements cliniques dédiée	Paire aéro-anaérobie			
Autres :	A l'unité			

Commande à livrer :

Afin de ne pas utiliser du matériel périmé, il est important de ne pas avoir trop de stock, ajustez vos commandes en fonction de vos besoins et utilisez les kits de prélèvements les plus anciens en premier.