

Intérêt

Cette analyse consiste à mesurer le débit des hématies et des leucocytes passant dans les urines selon le protocole standardisé décrit ci-dessous.

Matériel nécessaire

- Flacon spécifique remis par le laboratoire

Prélèvement

- 3 heures avant le réveil habituel :



- o Se lever et **vider totalement la vessie dans les toilettes.**



- o **Boire un grand verre d'eau.**



- o Identifier le flacon (nom, prénom, date de naissance) et noter la date et l'heure de début.

- o **Se recoucher et rester au repos pendant 3 heures.**



- **3 heures après** (le plus exactement possible)



- o Uriner dans le flacon la totalité des urines.

- o Noter l'heure du recueil sur le flacon



Acheminement au laboratoire

A la fin du recueil, apporter dans les plus brefs délais les urines au laboratoire.

